



info@micromed.ua

Працюємо: ПН - ПТ 9:00 - 16:00 [+380 \(532\) 633-000](tel:+380532633000)

[+380 \(44\) 360-69-70](tel:+380443606970)

[+380 \(50\) 40-41-786 \(вайбер\)](tel:+380504041786)

Коммерческое предложение

30.03.2023



Центрифуга лабораторна СМ-3.01 MICROMed

Артикул: 5693

Старая цена: ~~17640.00~~ грн

Новая цена: 15960.00 грн



ГАРАНТІЯ 2 РОКИ.

Медична центрифуга СМ-3.01 MICROMed переносна - аналог моделей СМ-6М, ОПн-3, ОПн-3.01, ОПн-3.02, ОПн-3М, Liston C2201, ЦЛМН-Р10-01-Елекон. Установка вміщує 12 пробірок і розвиває швидкість обертання до 4000 обертів на хвилину. Компактне обладнання заслужило високу оцінку серед професійних експертів і практиків. Центрифуга СМ-3.01 MICROMed - надійна, продуктивна, безпечна модель медичної техніки, призначена для розділення на фракції неоднорідних рідин щільністю до 2 г/см³.

Медична центрифуга СМ-3.01 MICROMed - переносне обладнання періодичної дії, що має максимальну частоту обертання ротора - 4000 обертів на хвилину. Основне призначення моделі - фракційний поділ рідких середовищ із щільністю до 2 г/см³ у полі дії відцентрових сил.

Сертифікація

Техніка пройшла повний цикл експертиз і випробувань, передбачених МОЗ України, для отримання дозволу на експлуатацію в медичній галузі. Посвідчення, видане Міністерством охорони здоров'я, є підтвердженням надійності, ефективності та безпеки використання центрифуги в практичній діяльності спеціалізованих установ. Обладнання успішно пройшло сертифікацію на відповідність міжнародному стандарту якості ISO 13485:2003.

Особливості експлуатації

Апарат застосовують у діагностичних лабораторіях, науково-дослідних центрах, у багатопрофільних медичних центрах. Управління процесом центрифугування здійснюється за логічно зрозумілою схемою, тому спеціальна підготовка оператора для роботи з лабораторним обладнанням не потрібна.

Частота обертання і час роботи (від 0 до 60 хвилин) програмуються до початку роботи обладнання. Робочі параметри відображаються на LED-дисплеї. У процесі роботи центрифуги передбачена можливість зміни функціональних характеристик, якщо виникне необхідність коригування. При повторному запуску апарата відтворюється попередній режим роботи.

Безпека

Експлуатаційна безпека забезпечується блокувальними механізмами. Унеможливлено запуск центрифуги з відкритою кришкою, а кришка апарата не відкривається до повної зупинки ротора.

Експлуатаційні особливості

Апарат підходить для пробірок зі скла та пластику різних розмірів, а також вакуумних емностей типу вакутайнер. Висока якість фракційного розділення забезпечується низьким рівнем вібрації, швидким набором швидкості обертання, плавним розгоном і гальмуванням ротора.

Додаткові переваги:

- низький рівень енергоспоживання;
- висока міцність корпусу (виготовлений з високотехнологічного пластику);
- знижений рівень шуму;
- цифровий контроль робочих параметрів;
- сучасний дизайн.

Виробник надає гарантію на обладнання - 24 місяці.

Технические характеристики

Напруга живлення, В	220
Частота, Гц	50
Споживана потужність, Вт не більше	110
Максимальний фактор розділення, g	1790
Максимальний об'єм центрифугату, мл	180
Кількість пробірок	12
Максимальний об'єм пробірок, мм (діам. x висота)	17x120
Частота обертання ротора, об/хв	1000...4000
Дискретність, об/хв	500
Таймер, хв	0...60
Рівень шуму, Дб не більше	41,2
Габаритні розміри, мм	370x370x330
Маса, кг	7
Термін служби, років не менше	5