



info@micromed.ua

Працюємо: ПН - ПТ 9:00 - 16:00 [+380 \(532\) 633-000](tel:+380532633000)

[+380 \(44\) 360-69-70](tel:+380443606970)

[+380 \(50\) 40-41-786 \(вайбер\)](tel:+380504041786)

Коммерческое предложение

30.05.2023



Дозатор пипеточный ДПМП-8-5-50 мкл

Артикул: 2584



Многоканальный пипеточный дозатор переменного объема ДПМП-8-5-50 мкл Thermo Scientific серии Лайт (полный аналог Thermo Scientific Finnpiquette F3) - простое и легкое решение для оптимального дозирования в лаборатории.

Особенности :

- усовершенствованный механизм установки объема дозирования;
- большой и четкий дисплей;
- эргономичность и легкость дозирования - специальная конструкция рукоятки повторяет форму кисти;
- новая конструкция операционной кнопки - предотвращение случайного изменения установленного объема;
- совместимость с большинством стандартных наконечников;
- гарантия - 1 год;
- каждый дозатор имеет индивидуальный заводской номер и отпускается с действующей метрологической поверкой (в соответствии с законом Украины "О метрологии...")

Дозаторы лабораторные Thermo Fisher Scientific широко известны по предыдущим торговым названиям: Ленпипет, Финпипет, Finnpiquette, Thermo.

Рекомендуется использовать сменные наконечники 200 мкл ФИНтип нейтральные или универсальные типа Гилсон желтые

Дозаторы прошли полный цикл испытаний и экспертиз МОЗ Украины, внесены в реестр медицинской техники и разрешены для использования в медицинской практике.

Технические характеристики

Диапазон	5-50
Шаг, мкл	0,1
Объем, мкл	5/50
Точность, мкл	$\pm 0.25/\pm 0.75$
Точность %	$\pm 5.0/\pm 1.5$

Воспроизводимость SD мкл	0,10/0,35
Воспроизводимость CV%	2,0/0,7
Наконечник, мкл	нейтральный 200, универсальный 200