



info@micromed.ua

Працюємо: ПН - ПТ 9:00 - 17:00 [+380 \(532\) 633-000](tel:+380532633000)

[+380 \(44\) 360-69-70](tel:+380443606970)

[+380 \(50\) 40-41-786 \(вайбер\)](tel:+380504041786)

Коммерческое предложение

28.03.2024



Дозатор пипеточный ДПОФ-1-500 мкл

Артикул: 2567

Цена: 3600.00 грн



Пипеточный одноканальный дозатор фиксированного объема ДПОФ-1 -500 500 мкл Thermo Scientific серии Лайт (полный аналог Thermo Scientific Finnpiquette F3) - простое и легкое решение для оптимального дозирования в лаборатории.

Особенности:

- усовершенствованный механизм установки объема дозирования;
- большой и четкий дисплей;
- эргономичность и легкость дозирования - специальная конструкция рукоятки повторяет форму кисти;
- новая конструкция операционной кнопки - предотвращение случайного изменения установленного объема;
- совместимость с большинством стандартных наконечников;
- гарантия - 1 год;
- каждый дозатор имеет индивидуальный заводской номер и отпускается с действующей метрологической поверкой (в соответствии с законом Украины "О метрологии...")

Дозаторы лабораторные Thermo Fisher Scientific широко известны по предыдущим торговым названиям: Ленпипет, Финпипет, Finnpiquette, Thermo.

Рекомендуется использовать сменные наконечники 1000 мкл универсальные типа Гилсон, синего цвета.

Дозаторы прошли полный цикл испытаний и экспертиз МОЗ Украины, внесены в реестр медицинской техники и разрешены для использования в медицинской практике.

Технические характеристики

Объем, мкл	500
Точность, мкл	± 1.50
Наконечник, мкл	1000