



info@micromed.ua

Працюємо: ПН - ПТ 9:00 - 16:00 [+380 \(532\) 633-000](tel:+380532633000)

[+380 \(44\) 360-69-70](tel:+380443606970)

[+380 \(50\) 40-41-786 \(вайбер\)](tel:+380504041786)

---

## Коммерческое предложение

30.05.2023



### [Фільтр обеззолений D=11 см, біла стрічка \(упак.100шт.\)](#)

Артикул: 6418

Цена: 70.00 грн



**Фільтри** використовують у лабораторіях науково-дослідних організацій, підприємств нафтохімічної, фармацевтичної, парфумерної, харчової, електронної та оборонної промисловості, виробництві ювелірних виробів, а також у шкільних лабораторіях.

**Фільтри знезолені** являють собою кружки, вирубані з фільтрувального паперу марки ФБ, ФМ і ФС, обробленого кислотною сумішшю.

Характеристики:

Підвищена стійкість при фільтруванні гарячих кислих, лужних і нейтральних розчинів. Знижена зольність, не містить заліза.

**Марка ФС - "Біла стрічка"** - середньої фільтрації.

Фільтри знезолені відповідають вимогам:

1. Фільтрувальна здатність - не більше 45 секунд
2. Фільтри затримують осад вуглекислого цинку
3. Фільтри нейтральні
4. Зольність одного фільтра, (г. не більше):  
при діаметрі фільтра 110 мм - 0,00030 г
5. Упаковка - 100 шт.

### Технические характеристики