



info@micromed.ua

Працюємо: ПН - ПТ 9:00 - 16:00 [+380 \(532\) 633-000](tel:+380532633000)

[+380 \(44\) 360-69-70](tel:+380443606970)

[+380 \(50\) 40-41-786 \(вайбер\)](tel:+380504041786)

Коммерческое предложение

30.05.2023



Фільтр обеззолений D=18 см, синя стрічка (упак.100шт.)

Артикул: 3044

Цена: 173.00 грн



Підвищена стійкість при фільтруванні гарячих кислих, лужних і нейтральних розчинів.

Фільтри використовують у лабораторіях науково-дослідних організацій, підприємств нафтохімічної, фармацевтичної, парфумерної, харчової, електронної та оборонної промисловості, виробництві ювелірних виробів, а також у шкільних лабораторіях.

Фільтри знезолені являють собою кружки, вирубані з фільтрувального паперу марки ФБ, ФМ і ФС, обробленого кислотною сумішшю.

Характеристики:

Підвищена стійкість при фільтруванні гарячих кислих, лужних і нейтральних розчинів.
Знижена зольність, не містить заліза.

Марка ФМ - "Синя стрічка" - повільної фільтрації

Фільтри знезолені відповідають вимогам:

1. Фільтрувальна здатність - не більше 100 секунд
2. Фільтри затримують осад вуглекислого цинку
3. Фільтри нейтральні
4. Зольність одного фільтра, (г. не більше):
при діаметрі фільтра 180 мм - 0,00072 г
5. Упаковка - 100 шт.

Технические характеристики