



info@micromed.ua

Працюємо: ПН - ПТ 9:00 - 16:00 [+380 \(532\) 633-000](tel:+380532633000)

[+380 \(44\) 360-69-70](tel:+380443606970)

[+380 \(50\) 40-41-786 \(вайбер\)](tel:+380504041786)

Коммерческое предложение

30.05.2023



Пробірка Vacumed **гель+активатор згортання** **13x75, 3,5 мл, пак. 100 шт.**

Артикул: 6187-1

Цена: 751.00 грн



Область застосування: (біохімічні, імунохімічні дослідження).

Механізм дії: Внутрішня стінка пробірки вкрита сухим активатором згортання (SiO₂ - діоксид кремнію), на дні пробірки розділовий гель. Під час центрифугування гель формує розділовий шар між сироваткою крові та згустком.

Пробірка надійно упакована по 100 штук, для забезпечення безпечного транспортування.

[Процедура взяття венозної крові за допомогою вакуумної систем](#)

Технические характеристики