

Коммерческое предложение

Емкость-контейнер ЕДПО-10-01

Артикул: 4110

Старая цена: ~~1250.00~~ грн

Новая цена: 1095.00 грн



Предназначены для дезинфекции и предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения в лечебно-профилактических учреждениях.

Емкость-контейнер ЕДПО-10-01

Назначение: предназначены для дезинфекции и предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения в лечебно-профилактических учреждениях.

Емкость-контейнер – это комплект, состоящий из корпуса (полимерная непрозрачная емкость), поддона (перфорированная емкость), предназначенного для погружения инструментария в дезинфицирующий раствор, пластины (гнета) и крышки.

Преимущества при использовании:

- удобен в обработке медицинского инструмента;
- изготовлен из химически стойкого, нетоксичного полипропилена;
- крышка емкости плотно прилегает к контейнеру предотвращая ингаляционный контакт с дезинфекантом медицинского персонала;
- герметичная крышка продляет срок службы дезраствора;
- наличие поддона предотвращает контакт раствора с руками, позволяет создавать активную циркуляцию и самостекание дезинфицирующего раствора;
- с помощью пластины обеспечивается полное погружение обрабатываемых инструментов в дезинфицирующий раствор.

Наличие Декларации соответствия медицинских изделий гарантирует эффективность и безопасность в использовании.

Технические характеристики

Полный объем, л	15(+/-0,75)
Габаритные размеры, мм	496x328x195
Внутренние размеры, мм	320x252x165

Внутренний размер по диагонали, мм	470
Масса, кг	3.7(+/-0,185)
К-во в гоф.коробке, шт	2