

## Коммерческое предложение

18.01.2022

**Пипетка мерная 25 мл с градуировкой**

Артикул: 5765

Цена: 42.20 грн



Пипетка мерная 25 мл с градуировкой изготовлена из стекла марки НС-1. Нанесенная градуировка устойчива к действию кислот, щелочей.

Пипетки лабораторные относятся к стеклянной калиброванной мерной посуде и предназначены для точного капельного дозирования жидкостей, растворов, реактивов в другую тару, при проведении опытов, аналитических исследований.

Пипетка мерная 25 мл на полный слив предназначена для отмеривания точного объема жидкости от любой отметки до сливного кончика, верхняя отметка соответствует номинальной вместимости. Шкала коричневого цвета совершенно устойчива к любым воздействиям.

Для комфортного дозирования рекомендуется применять совместно с [поршневым пипетатором](#)

## Технические характеристики

Вместимость, мл	25
Цена деления, мл	0,2
L, мм	360
Тип	2 (верхняя отметка соответствует номинальной вместимости)
Исполнение	1
Класс точности	2