

Коммерческое предложение

Пробирка П-1-16x150
круглодонная, стеклянная, уп.
100шт.

Артикул: 3203

Старая цена: ~~257.00~~ грн

Новая цена: 228.00 грн



Пробирка стеклянная П-1-16x150 применяется в медицинских и научно-исследовательских учреждениях при проведении биохимических и других исследований в практике клинической лабораторной диагностики. Также Вы можете **купить пробирки** для использования в процессе анализов и качественных реакций в лабораториях экологического, санитарно-эпидемиологического контроля, в производственных и химических лабораториях.

Пробирка химическая лабораторная (П-1) имеет закругленное дно и прямые края с толщиной стенки в 1,0 мм. Изготавливается из химически стойкого нейтрального стекла высокого качества.

Стеклянные пробирки при повторном использовании, подлежат стерилизации с последующей сушкой.

Высота пробирки 150 мм, а ее диаметр равен 16 мм, вместить около 20 мл раствора.

Технические характеристики

Высота, мм	150
Диаметр, мм	16
Толщина стенки, мм	1,0