

Коммерческое предложение

Пробирка П-1-10-0,2 градуированная, уп.100 шт

Артикул: 5959

Старая цена: ~~990.00~~ грн

Новая цена: 870.00 грн



Пробирка коническая градуированная П-1-10,02 применяется в различных методиках лабораторных исследований в медицинских центрифугах на скорости вращения до 3000 об/мин. Для центрифугирования **градуированных пробирок П-1-10** на протяжении многих лет успешно применяются настольные центрифуги типа ОПн-3.

Рекомендуемыми центрифугами этого класса могут быть модели СМ-3 и СМ-3.01. Настольные медицинские **центрифуги СМ-3 и СМ-3.01** позволяют одновременно центрифугировать 6 и 12 пробирок соответственно.

Центрифужная пробирка П-1-10-0,1 с градуировкой, 10 мл

Пробирка центрифужная стеклянная **П-1-10,02** применяется в в медицинских и научно-исследовательских учреждениях при проведении биохимических и других исследований в практике клинической лабораторной диагностики. Используется для забора, хранения а также для разделения на фракции различных биологических жидкостей или растворов. Определения в них осадка или разделение на фракции происходит в процессе центрифугирования в условиях лаборатории.

Пробирки для центрифугирования градуированные изготовлены из прочного химически стойкого нейтрального стекла. На корпус пробирки нанесена контрастная шкала от 1 до 10 мл

с интервалом 0,2 мл.

Стеклянные пробирки при повторном использовании, подлежат стерилизации с последующей сушкой.

Технические характеристики

| | |
|--------------------------------|--------|
| Высота, мм | 105 |
| Диаметр, мм | 17 |
| Толщина стенки, мм | 1,5 |
| Шкала градуировки, мл | 1...10 |
| Интервал шкалы градуировки, мл | 0,2 |

Технические характеристики