

## Коммерческое предложение

**Пробирка П-1-10 10 мл.  
коническая центрифужная,  
уп.100 шт.**

Артикул: 3205

Цена: 379.00 грн



**Пробирка стеклянная центрифужная коническая П-1-10 10 мл.** применяется в в медицинских и научно-исследовательских учреждениях при проведении биохимических и других исследований в практике клинической лабораторной диагностики.

**Пробирка П-1-10 центрифужная** получила свое название по причине использования этого типа конических пробирок при центрифугировании крови. Сыворотка крови, полученная при разделении таким образом крови, используется в лабораторной клинической диагностике. Используется для забора, хранения а также для деления на фракции различных биологических жидкостей или растворов. Определения в них осадка или деление на фракции происходит в процессе центрифугирования в условиях лаборатории.

**Пробирка центрифужная лабораторная П-1-10** применяется в различных методиках лабораторных исследований в медицинских центрифугах на скорости вращения до 3000 об/мин. Настольные **центрифуги типа ОПн-3** успешно применяются для центрифугирования пробирок П-1-10 на протяжении многих лет. Рекомендуемыми центрифугами этого класса

могут быть модели **MICROmed CM-3** и **MICROmed CM-3.01**. Настольные медицинские центрифуги CM-3 и CM-3.01 позволяют одновременно центрифугировать 6 и 12 пробирок соответственно.

**Пробирки для центрифугирования неградуированные** изготовлены из прочного химически стойкого нейтрального стекла.

**Стеклопные пробирки** при повторном использовании, подлежат стерилизации с последующей сушкой.

**Пробирка П-1-10** упакована в гофрокартонный короб в количестве 660 шт.

## Технические характеристики

Высота, мм	105
Диаметр, мм	17
Толщина стенки, мм	1,5