

Коммерческое предложение


16.10.2021

**Пипетка транспортная Пастера
160 мм, 3,0 мл, стерильная, ПЭ,
уп. 500 шт**

Артикул: 5463

Старая цена: ~~1248.00~~ грн

Новая цена: 1120.00 грн



Пипетка-контейнер 3 мл для взятия проб капиллярной крови для дальнейших клинических исследований.

Пипетка транспортная (Пастера) 160 мм, 3,0 мл в стерильной индивидуальной упаковке градуированная. Изготовлена из специального прозрачного полиэтилена ПЭ.

Пипетка пластиковая 3 мл идеально подходит для капельного дозирования, а также для забора капиллярной крови и различных веществ, осадочного слоя в жидкостях. Применяется в различных лабораториях при работе с биологическими жидкостями и реактивами.

Пипетка транспортная (Пастера) имеет прозрачный вид, визуально похожа на стеклянные изделия, имеет стандартную каплю. Диапазон рабочих температур от -40°C до +65°C...+75°C, не автоклавируется.

Технические характеристики