

## Коммерческое предложение

03.10.2022

**Ротор РУ 180Л (к ОПн-8)**

Артикул: 5425



Ротор угловой. Используется при работе с центрифугой ОПн-8.

Предназначен для оснащения медицинской центрифуги **ОПн-8** при разделении неоднородных жидких систем плотностью до 2г/см<sup>3</sup>.

Ротор эксплуатируется при температуре окружающей среды от минус 5 до плюс 60<sup>0</sup> С и относительной влажности среды до 80% при температуре плюс 25<sup>0</sup>С.

**Количество пробирок, одновременно устанавливаемых в ротор:**

- 4x25 мл;
- 4x10 мл;
- 8x5 мл.

Технічні характеристики

## Технические характеристики

Максимальный объем центрифугата, мл:	180
Максимальная рабочая частота вращения, об/мин:	8000
Максимальная величина фактора разделения:	6600
Высота, мм:	91
Диаметр, мм:	190
Масса, кг, не более:	3