

## Коммерческое предложение

03.10.2022

**Ротор РУ 36x1,5 (к ОПн-8)**

Артикул: 2910

Старая цена: ~~7560.00~~ грн

Новая цена: 6300.00 грн



Ротор угловой, рассчитан на 36 пробирок типа Eppendorf, объемом 1,5 мл каждая. Используется при работе с центрифугой ОПн-8.

Предназначен для оснащения медицинской центрифуги **ОПн-8** при разделении неоднородных жидких систем плотностью до 2 г/см<sup>3</sup>.

Ротор эксплуатируется при температуре окружающей среды от минус 5 до плюс 60<sup>0</sup> С и относительной влажности среды до 80% при температуре плюс 25<sup>0</sup>С.

Количество пробирок типа Eppendorf, одновременно устанавливаемых в ротор – 36 штук, максимальный объем каждой пробирки – 1,5 мл.

[Технічні характеристики](#)

## Технические характеристики

Максимальный объем центрифугата, мл:	54
Максимальная рабочая частота вращения, об/мин:	8000
Максимальная величина фактора разделения:	6000
Максимальная величина фактора разделения:	63
Диаметр, мм:	174
Масса, кг, не более:	0,8