



info@micromed.ua

Працюємо: ПН - ПТ 9:00 - 16:00 [+380 \(532\) 633-000](tel:+380532633000)

[+380 \(44\) 360-69-70](tel:+380443606970)

[+380 \(50\) 40-41-786 \(вайбер\)](tel:+380504041786)

Коммерческое предложение

09.12.2022



Ротор РУ 8x10 (к ОПн-8)

Артикул: 2908



Ротор кутовый, для комплектації центрифуги ОПн-8. Встановлюється 8 пробірок x 10 мл

Призначений для оснащення медичної центрифуги ОПн-8 під час розділення неоднорідних рідких систем густиною до 2 г/см³.

Ротор експлуатується за температури навколишнього середовища від мінус 5 до плюс 600С і відносної вологості середовища до 80% за температури плюс 250С.

Кількість пробірок, що одночасно встановлюються в ротор - 8 штук, максимальний об'єм кожної пробірки - 10 мл.

[Технічні характеристики](#)

Технические характеристики

Максимальний об'єм центрифугату, мл:	80
Максимальна робоча частота обертання, об/хв:	8000
Максимальна величина фактора розділення:	6600
Висота, мм:	90
Діаметр, мм:	190
Маса, кг, не більше ніж:	2,7