

## Коммерческое предложение

### Дозатор пипеточный ДПОП-1-10-100 мкл, автоклавируемый

Артикул: 4850

Цена: 4975.00 грн



**Пипеточный автоклавируемый одноканальный дозатор переменного объема ДПОП-1-10-100 мкл Thermo Scientific серии Блэк (полный аналог Thermo Scientific FinnpiPET F2) - сочетание комфорта, надежности.**

#### **Особенности:**

- усовершенствованный механизм установки объема дозирования;
- термоизоляция механизма установки объема от корпуса дозатора с целью снижения влияния тепла руки на результат;
- большой, четкий, легко читаемый дисплей;
- рядом с дисплеем предусмотрено место для идентификационных ярлычков;
- эргономичность, легкость дозирования, специальная конструкция рукоятки повторяет форму кисти;
- новая конструкция операционной кнопки предотвращает случайное изменение установленного объема;
- полная автоклавируемость;
- механизм супервыталкивания жидкости на микрообъемах;
- легкость обслуживания и калибровки в лаборатории;
- совместимость с большинством стандартных наконечников;
- гарантия - 1 год;
- каждый дозатор имеет индивидуальный заводской номер и отпускается с действующей метрологической поверкой (в соответствии с законом Украины "О метрологии...").

**Дозаторы лабораторные Thermo Fisher Scientific широко известны по предыдущим торговым названиям: Ленпипет, Финпипет, FinnpiPET, Thermo.**

**Рекомендуется использовать сменные наконечники ФИНтип нейтральные 200 мкл.**

**Дозаторы прошли полный цикл испытаний и экспертиз МОЗ Украины, внесены в реестр медицинской техники и разрешены для использования в медицинской**

практике.

## Технические характеристики

Диапазон	10-100
Шаг, мкл	0,2
Объем	10/100
Точность, мкл	$\pm 0.25/\pm 0.80$
Точность, %	$\pm 2.50/\pm 0.8$
Воспроизводимость, SD, мкл	0,10/0,20
Воспроизводимость, (CV %)	0,2/1,0
Наконечники	нейтральные 200 мкл.