

Коммерческое предложение

03.10.2022

**Наконечник 200 мкл ФИНтип,
нейтральный, уп. 1000 шт**

Артикул: 4823



Для точного дозирования в современных лабораториях используются пипеточные дозаторы. **Дозатор и наконечник образуют единую систему.**

Для работы с лабораторными дозаторами Вам необходимо **купить наконечники для дозаторов.**

Универсальный нейтральный ФИНтип наконечник для автоматических пипеток 200 мкл. Наконечники специально разработаны для использования с дозаторами ведущих мировых производителей.

Особенно рекомендуется для использования с автоматическими пипеточными дозаторами производства Ленпипет/Финнпипет, Thermo Electron.

Универсальные наконечники 200 мкл изготовленные из первичного полипропилена, имеют полупрозрачный вид. Диапазон рабочих температур от -15°C до +120°C. Автоклавируются, обладают высокой химической устойчивостью к кислотам, щелочам, альдегидам, алифатическим спиртам.

Диаметр посадочный- 5 мм

Материал- полипропилен

Цвет- нейтральный

Наконечники поставляются россыпью в пакетах по 1000 шт.

Технические характеристики

Объем дозы, мкл.	0,5...200
Диаметр верхний внутренний, мм	5
Длина, мм	51
Упаковка, шт.	1000