

Коммерческое предложение

18.01.2022

Штатив для наконечников 200
мкл, 96 гнезд

Артикул: 3485

Цена: 166.40 грн



Штатив для наконечников 200 мкл к авт.пипеткам 96 гнезд с кр. пласт.

Штатив предназначен для хранения наконечников к дозаторам, снабжен прозрачной крышкой, предохраняющей наконечники от загрязнения. Штатив, изготовлен из полипропилена, имеет полупрозрачный вид. Диапазон рабочих температур изделий из полипропилена от -15°C до +120°C. Автоклавируется, обладает высокой химической устойчивостью к кислотам, щелочам, альдегидам, алифатическим спиртам.

Технические характеристики