

## Коммерческое предложение

### Окуляр WF 20X/12 для MICROmed EVOLUTION

Артикул:

Цена: 1856.00 грн



Окуляр **WF 20x/12 мм** предназначен для эксплуатации в составе оптической системы лабораторных микроскопов **MICROmed EVOLUTION** и др. с диаметром 30 мм. Позволяет получить оптическое увеличение микроскопа 2000x, при работе с объективом 100x.

**Окуляр MICROmed WF 20x/12 мм** - широкопольный 20-кратный окуляр в металлическом корпусе. Диаметр юбки окуляра - **30 мм**.

### Технические характеристики

---

### Технические характеристики