



info@micromed.ua

Працюємо: ПН - ПТ 9:00 - 16:00 [+380 \(532\) 633-000](tel:+380532633000)

[+380 \(44\) 360-69-70](tel:+380443606970)

[+380 \(50\) 40-41-786 \(вайбер\)](tel:+380504041786)

Коммерческое предложение

09.12.2022

[pH метр AD1030 ADWA](#)



Артикул:

Цена: 7254.00 грн



Профессиональный измерительный приборы для измерения pH, ОВП (окислительно-восстановительного потенциала) и температуры

AD1030 ADWA - это профессиональный измерительный приборы для измерения pH, ОВП (окислительно-восстановительного потенциала) и температуры.

Комплектация:

- pH-электрод AD1131В многоразового использования в стеклянном корпусе, с разъемом BNC и кабелем длиной 1 м;
- температурный датчик AD7662 из нержавеющей стали с кабелем длиной 1 м;
- буферы для калибровки pH 4,01 и pH 7,01 (пакеты по 20 мл каждый);
- держатель электрода;
- адаптер питания 12 В постоянного тока;
- руководство пользователя.

Технические характеристики

Диапазон измерений	от -2,00 до 16,00 pH / от -2,000 до 16,000 pH ±2000 мВ
Разрешение	от -20,0 до 120,0°C (от -4,0 до 248,0°F) 0,01 pH / 0,001 pH 0,1 мВ (±999,9 мВ) / 1 мВ (за пределами диапазона) 0,001 ч/млн. (от 0,001 до 9,999) 0,01 ч/млн. (от 10,00 до 99,99) 0,1 ч/млн. (от 100,0 до 999,9) 0,1°C (0,1°F)
Точность (при 20°C)	±0,01 pH / ±0,002 pH

	от $\pm 0,2$ мВ до $\pm 699,9$ мВ
	от $\pm 0,5$ мВ до $\pm 999,9$ мВ
	± 2 мВ за пределами диапазона
	$\pm 0,4^{\circ}\text{C}$ ($\pm 0,7^{\circ}\text{F}$) (без учета погрешности зонда)
Калибровка pH	До 3-х точек калибровки: с 2 пользовательскими и 7 стандартными буферными растворами (pH 1,68; 4,01; 6,86; 7,01; 9,18; 10,01; 12,45)
Калибровка концентрации ионов (ISE)	До двух точек калибровки; (0,1; 1; 10; 100; 1000 ч/млн.)
Интерфейсы ПК	USB и RS232