

Коммерческое предложение

Наконечник 200 мкл **универсальный, жёлтый, уп.** **1000шт**

Артикул: 3443

Старая цена: ~~75.20~~ грн

Новая цена: 57.60 грн



Универсальный наконечник для автоматических пипеток 200 мкл (жёлтый). Наконечники специально разработаны для использования с дозаторами ведущих мировых производителей. Упаковка 1000 штук. Универсальные наконечники изготовленные из полипропилена, имеют полупрозрачный вид. Диапазон рабочих температур от -15°C до +120°C. Автоклавируются, обладают высокой химической устойчивостью к кислотам, щелочам, альдегидам, алифатическим спиртам.