

Коммерческое предложение

Пробирка 7 мл 15x60 круглодонная с плоской крышкой, ПП, уп.200 шт

Артикул: 5992

Цена: 228.00 грн



Пробирка 7 мл 15x60 круглодонная с плоской крышкой, град., ПП

Пробирка круглодонная с плоской крышкой (ПП), обладает высокой механической прочностью и устойчивостью к деформации, выдерживает нагрузку при центрифугировании до 15000 g. На пробирку нанесена градуировка.

Пробирка, изготовлена из полипропилена, имеет полупрозрачный вид, предназначена для хранения, транспортировки, а также центрифугирования различных сред и биологических материалов. Диапазон рабочих температур от -15°C до +120°C. Автоклавируется, обладает высокой химической устойчивостью к кислотам, щелочам, альдегидам, алифатическим спиртам.

- Габариты: 15x60 мм.
- Вместимость 7 мл.
- упаковка: 200 шт.

Технические характеристики