

## Коммерческое предложение

### **Пробирка VACUTEST PLAST с Na-Гепарином 16x100, 9 мл, уп. 100 шт.**

Артикул: 5642

Цена: 550.00 грн



Пробирки для получения плазмы, используемой в биохимических исследованиях, пробирки содержат гепарин. Антикоагулянт гепарин активирует антитромбины, блокируя таким образом каскад свертывания крови. Пробирки с натрий-гепарином используются для определения содержания натрия.

Сухой гепарин нанесен на внутреннюю стенку пробирки.

Пробирки содержат 12-30 МЕ гепарина на 1 мл крови.

Пробирка надёжно упакована по 100 штук, для обеспечения безопасной транспортировки.

[Процедура взятия венозной крови с помощью вакуумной систем](#)