

## Коммерческое предложение

### **Ротор РК4x750МК**

Артикул: 6345

Цена: 30600.00 грн



Ротор-крестовина РК4x750МК предназначен для оснащения медицинской центрифуги [PC-6MЦ](#) при разделении неоднородных жидких систем плотностью до 2 г/см<sup>3</sup>.

Ротор эксплуатируется при температуре окружающей среды от минус 5 до плюс 60°C и относительной влажности среды до 98% при температуре плюс 35°C.

#### **На роторе можно работать с емкостями, мл:**

- стаканы: 4x750ml;
- контейнер "ГЕМАКОН"500: 4X500ml;
- контейнер "ГЕМАКОН"500/300: 4X500/300ml;
- пробирки стеклянные П-1-10 ХС: 32x10ml;
- пробирки пластмассовые: 24x25ml; 32x10ml;

## Технические характеристики

Максимальная вместимость ротора,мл:	3000
Максимальная частота вращения, об/мин:	3500
Габаритные размеры, мм (диаметр/высота):	3000
Габаритные размеры, мм (диаметр/высота):	445/144
Масса, кг, не более:	8,5