


Коммерческое предложение

Стекло предметное уп. 50 шт

Артикул: 3216

Цена: 32.90 грн



Предметные стёкла MICROmed 7102 применяются для рутинных микроскопических процедур при проведении микроаналитических исследований в клинично-диагностических, санитарно-гигиенических, пищевых и других лабораториях. Предметное стекло – это тонкая стеклянная пластина толщиной 1 мм, с размерами 25 x 76 мм, служащая основой для размещения исследуемого образца. Используется при самостоятельном изготовлении микроскопических препаратов.

Микропрепараты фактически исследуются сквозь **предметное стекло** – это предъявляет высокие требования к качеству таких стекол. Огромное значение имеет идеальное качество стекла. Основным требованием для предметных стёкол является совершенно плоская и ровная поверхность, равномерная толщина, абсолютная прозрачность и однородная структура.

Предметные стекла должны иметь прямоугольную форму с размерами 25 x 76 мм и толщину 1-1,2 мм. Предметные стекла обязательно должны быть химически устойчивыми к действию соляной кислоты и дистиллированной воды, прозрачными и без сколов по краям.

В ассортименте нашей компании большой выбор качественных *предметных стёкол*.

Предметные Стекла 7102 MICROmed изготовлены из высококачественного нейтрального стекла (НС) с использованием современных технологий. Они отличаются высокой прозрачностью и однородной структурой (пятна, пузырьки и др. включения отсутствуют), что обеспечивает хорошее качество изображения. Благодаря однородности материала, использованного при изготовлении данных стекол, работа с образцами проходит без искажений. Стекла предметные **MICROmed** универсальны и подходят для любых типов микроскопов, оборудованных стандартными объективами.

В вакуумную упаковку входят 50 **предметных стекол MICROmed**. Внутри упаковки стекла переложены между собой папиросной бумагой. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, они полностью готовы к использованию и не требуют дополнительной обработки.

Предлагаемые нами **предметные стекла** удовлетворят даже самого взыскательного пользователя.

Предметные стекла MICROmed прошли полный цикл испытаний и экспертиз МОЗ Украины, внесены в реестр изделий медицинского назначения и разрешены для использования в медицинской практике. Наличие регистрационного удостоверения МОЗ гарантирует эффективность и безопасность в использовании медизделий.

Продукция сертифицирована по международному стандарту качества ISO 9001:2000.

Технические характеристики

h	l	a
25	76	1

Технические характеристики