



info@micromed.ua

Працюємо: ПН - ПТ 9:00 - 16:00 [+380 \(532\) 633-000](tel:+380532633000)

[+380 \(44\) 360-69-70](tel:+380443606970)

[+380 \(50\) 40-41-786 \(вайбер\)](tel:+380504041786)

Коммерческое предложение

30.03.2023



Вортекс V-3 MICROmed

Артикул:

Цена: 8274.00 грн



Струшувач VORTEX V-3 використовується як індивідуальний лабораторний міксер, здатний працювати з різними типами пробірок будь-якої ємності. Змінні адаптери дають змогу розширити діапазон використання **шейкера для пробірок V3**.

Лабораторний струшувач V-3 можна використовувати в двох режимах. TOUCH режим, коли увімкнення приладу здійснюється натисканням пробірки на платформу вортексу V3. Безперервний режим - натискання на платформу **вортексу** не потрібно.

При активації відповідного режиму вортекс здійснює орбітальний коливальний рух із амплітудою 4 мм.

Масивний стійкий корпус струшувача V-3 MICROmed забезпечує стійкість міксера під час роботи.

Мінімальні габарити, безшумність, простота управління забезпечують широкий діапазон можливостей застосування **вортексу лабораторного V-3** в медицині, біології тощо.

У комплекті поставки струшувача 4 адаптери для роботи з різними лабораторними пробірками, планшетами та ємностями.

Технические характеристики

Швидкість обертання платформи, об/хв.	0...2800
Діаметр орбіти обертання платформи, мм	4
Живлення від мережі	220В, 50 Гц
Потужність, Вт, не більше	30
Клас захисту	IP21
Габаритні розміри, мм	180x120x180
Вага, кг	4,5